

Daptomicina. Rápida atividade bactericida

nas IPPMCs* e bacteremias comparada à vancomicina.¹

Em estudo comparativo, a daptomicina mostrou atividade bactericida mais rápida em comparação com a vancomicina. No intervalo de quatro horas desde a administração da daptomicina, a concentração de CFU/ml baixou de 10^7 para 10^3 , no limite de detecção. No mesmo intervalo, após a administração de vancomicina, a concentração de CFU/ml baixou de 10^7 para cerca de 10^6 , levando 24 horas para chegar a um limite de detecção.¹

Daptomicina vs vancomicina




Gráfico extraído de : Mortin LI et al. Poster - 104th American Society of Microbiology General Meeting; May 23-27, 2004; New Orleans, LA. Poster O-022



*IPPCCs: Infecções complicadas de peles e partes moles.

Referência bibliográfica: 1. Mortin LI et al. Poster - 104th American Society of Microbiology General Meeting; May 23-27, 2004; New Orleans, LA. Poster O-022.

Material destinado a profissionais da saúde.

Consulte a bula

SAC **0800 87 89 055**
carebrasil@drreddys.com

Dr.Reddy's